

Informação para CG Eugenol

Fazem o “down-load” dos arquivos correspondentes a sua bancada de laboratório.

O que é válido são as indicações no nome dos arquivos (não o que consta como títulos nos cromatogramas).

Tempos de retenção dos compostos:

Eugenol: ~ 6,3 min.; acetato de eugenila: ~ 7,2 min.; cariofileno ~ 7,9 min.

Não considerar indicações com nomes dos compostos dentro dos cromatogramas.

Em alguns casos são observados picos “duplos” para eugenol; considerar a soma destes.